

## Afias 1 Reinigungsvorlage

<u>Jahr:</u>	Datum / Visum:	1. Testschlitten reinigen monatlich	2. Abfallbehälter reinigen & resetten monatlich	3. Komplett entstauben monatlich
Januar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Februar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
März		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
April		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mai		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
August		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
September		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oktober		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
November		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dezember		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⇒ Die Vorgänge werden auf der Anleitung «**Afias 1 Periodische Wartung Zusammenfassung**» beschrieben.