

Liquid Diabetes Control Cliniqua Skyla Hi



LOT 1805106A+B/ 1805105 A+B Verfall: 31.12.2019

HbA1c

Level 1

Einheit	mg/l
Datum	Messwert

Max. Toleranzbreite QUALAB	9%
Toleranzbreite Hersteller	9%
Zielwert (%)	6.7
Standardabweichung (%)	0.2

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3

HbA1c

Level 2

Einheit	mg/l
Datum	Messwert

Max. Toleranzbreite QUALAB	9%
Toleranzbreite Hersteller	9%
Zielwert (%)	>15
Standardabweichung (%)	

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
			>15			

NICHT MESSBAR