

Interne Qualitätskontrolle Mythic

Myt-3D Lot B0219N (Verfall: 05.05.2019)



WBC

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	13%
Zielwert	7.6 x 10 ³ /ul
Standardabweichung	0.33 x 10 ³ /ul

Einheit	10 ³ /ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
6.6	6.9	7.3	7.6	7.9	8.3	8.6

RBC

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	5%
Zielwert	4.71 x 10 ⁶ /ul
Standardabweichung	0.08 x 10 ⁶ /ul

Einheit	10 ⁶ /ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.47	4.55	4.63	4.71	4.79	4.87	4.95

Hb

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	4%
Zielwert	13.7 g/dl
Standardabweichung	0.2 g/dl

Einheit	g/dl
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3

