

AFIAS HbA1c Control

Lot AACOPG11

Verfall: 2020.07



HbA1c Level 1

Toleranzbreite QUALAB	9%
Toleranzbreite Hersteller	9%
Zielwert	5.20 %
Standardabweichung	0.15 %

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65

HbA1c Level 2

Toleranzbreite QUALAB	9%
Toleranzbreite Hersteller	9%
Zielwert	9.70 %
Standardabweichung	0.29 %

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.83	9.12	9.41	9.70	9.99	10.28	10.57

--	--

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----
