

# Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control



## Einzelkassetten

Lot 1706050B Level 2

Verfall: 2019-07-31

Ref.: 91482

### D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	21%
Zielwert	1333 ng/ml
Standardabweichung	93 ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1054	1147	1240	1333	1426	1519	1612


### ProBNP

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	401 pg/ml
Standardabweichung	36 pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
293	329	365	401	437	473	509


### Trop I

Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert	1170 ng/L
Standardabweichung	93 ng/L

Einheit	ng/L
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
891	984	1077	1170	1263	1356	1449


