

# Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

## TCHO

Toleranzbreite QUALAB	10%
Toleranzbreite Hersteller	10%
Zielwert	4.42 mmol/l
Standardabweichung	0.14 mmol/l

## ALP

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	170 U/l
Standardabweichung	10 U/l

## ALT GPT

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	84 U/l
Standardabweichung	5.04 U/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.00	4.14	4.28	4.42	4.56	4.70	4.84

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
140	150	160	170	180	190	200

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
69	74	79	84	89	94	99



# Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

## CA

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	11%
Zielwert	2.73 mmol/l
Standardabweichung	0.10 mmol/l

## MG

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	11%
Zielwert	1.11 mmol/l
Standardabweichung	0.04 mmol/l

## CPK

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	269 U/l
Standardabweichung	16.14 U/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2.43	2.53	2.63	2.73	2.83	2.93	3.03


Einheit	mmol/l
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.99	1.03	1.07	1.11	1.15	1.19	1.23


Einheit	U/l
Datum	Messwert


-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
221	237	253	269	285	301	317


# Interne Qualitätskontrolle Biorad 2



Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

## CRE

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	157 umol/l
Standardabweichung	9.4 umol/l

## GGT

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	119 U/l
Standardabweichung	7.14 U/l

## GLU

Toleranzbreite QUALAB	10%
Toleranzbreite Hersteller	10%
Zielwert	6.0 mmol/l
Standardabweichung	0.2 mmol/l

Einheit	umol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
129	138	148	157	166	176	185

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
98	105	112	119	126	133	140

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6













# Interne Qualitätskontrolle Biorad 2



Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

## TBIL

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	47 umol/l
Standardabweichung	2.82 umol/l

## PHOS IP

Toleranzbreite QUALAB	15%
Toleranzbreite Hersteller	14%
Zielwert	1.29 mmol/l
Standardabweichung	0.06 mmol/l

## DBIL

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert	29.2 umol/l
Standardabweichung	1.94 umol/l

Einheit	umol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
39	41	44	47	50	53	55

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.11	1.17	1.23	1.29	1.35	1.41	1.47

Einheit	umol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
23.4	25.3	27.3	29.2	31.1	33.1	35.0









