

Dri-Chem NX 4000i Recommandation de nettoyage
A effectuer et à signer régulièrement

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin.	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Datum / Visum												
Vérification de la plaque de référence : noter le niveau et le % mensuellement												
Noter durée allumage lampe: mensuellement <i>Eteindre l'appareil</i>												
Dépoussiérage complet mensuellement												
Porte-pointes Pos a à d + Nettoyer porte-plaquettes mensuellement												
Lecteur de codes-barres mensuellement												
Filtre à air mensuellement												
Station de pipetage mensuellement												
Joint toriques aux extrémités mensuellement												
Incubateur, Plaque de référence, Photomètre Vérification niveau plaque de référence une fois tous les 3 mois												