

Fuji Dri-Chem 7000i Recommandation de nettoyage
A effectuer et à signer régulièrement

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin.	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Date / Visa:												
Vérification niveau plaque de référence et configuration de la lampe; noter le niveau et la durée d'allumage de la lampe Une fois par mois												
Dépoussiérer l'appareil complètement Une fois par mois Eteindre l'appareil												
Nettoyer les racks d'échantillons et le rack à pointes Une fois par mois												
Filtre à air Une fois par mois												
Unité d'application d'échantillon et l'unité ISE Une fois par mois												
Joint torique de l'échantillonneur Une fois par mois												
Incubateur, Plaque de référence, Photomètre, Vérification niveau plaque de référence Une fois tous les 3 mois												