

Dri-Chem NX 3500i Recommandation de nettoyage
A effectuer et à signer régulièrement

| | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin. | Juil. | Août. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Date / Visa | | | | | | | | | | | | |
| Vérification de la plaque de référence : noter le niveau et le % mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Noter heures de la lampe mensuel <i>Eteindre l'appareil</i> | | | | | | | | | | | | |
| Dépoussiérer complètement mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyer porte-pointes Pos a à d et le porte-plaquettes mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Lecteur de codes-barres mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Filtre à air mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Station de pipetage mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Joints toriques aux extrémités mensuel | | | | | | | | | | | | |
| Incubateur, Plaque de référence, Photomètre Vérification niveau plaque de référence trimestriel | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |