

**Dri-Chem NX500i Recommandation de nettoyage**  
A effectuer et à signer régulièrement

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin.	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>Date / Visa:</b>												
<b>Vérification niveau plaque de référence et noter le niveau</b> Une fois par mois												
<b>Heures de la lampe: noter</b> Une fois par mois <i>Arrêter l'appareil</i>												
<b>Dépoussiérer l'appareil complètement</b> Une fois par mois												
<b>Nettoyer les racks Pos a à d d'échantillons et le rack à pointes</b> Une fois par mois												
<b>Lecteur de codes-barres</b> Une fois par mois												
<b>Filtre à air</b> Une fois par mois												
<b>Unité d'application d'échantillon et l'unité ISE</b> Une fois par mois												
<b>Joint torique de l'échantillonneur</b> Une fois par mois												
<b>Incubateur</b> <b>Plaque de référence</b> <b>Photomètre</b> <b>Vérification niveau plaque de référence</b> Une fois tous les 3 mois												