

**Modèle de nettoyage Dri-Chem 4000i**  
**A effectuer et à viser régulièrement**

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>Datum / Visum</b>												
<b>Vérification de la plaque de référence : noter le niveau et le % mensuellement</b>												
<b>Noter durée allumage lampe: mensuellement</b> <i>Eteindre l'appareil</i>												
<b>Dépoussiérage complet mensuellement</b>												
<b>Porte-pointes Pos a à d + Nettoyer porte-plaquettes mensuellement</b>												
<b>Lecteur de codes-barres mensuellement</b>												
<b>Filtre à air mensuellement</b>												
<b>Station de pipetage mensuellement</b>												
<b>Joints toriques aux extrémités mensuellement</b>												
<b>Incubateur, Plaque de référence, Photomètre</b> <b>Vérification niveau plaque de référence</b> une fois tous les 3 mois												