

## Dri-Chem NX7000i Recommandation de nettoyage

Année :	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Date / Visa:												
<b>1</b> Vérification niveau plaque de référence et noter le niveau Une fois par mois	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %
<b>2</b> Heures de la lampe: noter Une fois par mois <i>Arrêter l'appareil</i>	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
<b>3</b> Dépoussiérer l'appareil complètement Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b> Nettoyer les racks d'échantillons et le rack à pointes Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b> Filtre(s) à air Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b> Lecteur de codes-barres Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b> Unité d'application d'échantillon et l'unité ISE Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bouchon de fluide de référence Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b> Joint torique de l'échantillonneur Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b> Incubateur Plaque de référence Photomètre Vérification niveau plaque de référence Une fois tous les 3 mois	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %	<input type="checkbox"/> Niveau__ %

⇒ Les procédures sont décrites dans le «Résumé de la maintenance périodique du Fuji Dri-Chem NX7000i»