

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2



Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)

TCHO

Toleranzbreite QUALAB	10%
Toleranzbreite Hersteller	10%
Zielwert	4.90 mmol/l
Standardabweichung	0.16 mmol/l

ALP

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	17%
Zielwert	141 U/l
Standardabweichung	8 U/l

ALT GPT

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	90 U/l
Standardabweichung	5.4 U/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.42	4.58	4.74	4.90	5.06	5.22	5.38

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
117	125	133	141	149	157	165

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
74	79	85	90	95	101	106

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)

CA

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	12%
Zielwert	2.67 mmol/l
Standardabweichung	0.11 mmol/l

MG

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	12%
Zielwert	1.10 mmol/l
Standardabweichung	0.04 mmol/l

CPK

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	292 U/l
Standardabweichung	17.52 U/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2.35	2.46	2.56	2.67	2.78	2.88	2.99

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.97	1.01	1.06	1.10	1.14	1.19	1.23

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
239	257	274	292	310	327	345

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)

HDL-C

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	21%
Zielwert	1.00 mmol/l
Standardabweichung	0.07 mmol/l

K

Toleranzbreite QUALAB	6%
Toleranzbreite Hersteller	6%
Zielwert	4.00 mmol/l
Standardabweichung	0.08 mmol/l

NA

Toleranzbreite QUALAB	6%
Toleranzbreite Hersteller	6%
Zielwert	144 mmol/l
Standardabweichung	2.88 mmol/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.79	0.86	0.93	1.00	1.07	1.14	1.21

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
3.76	3.84	3.92	4.00	4.08	4.16	4.24

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
135	138	141	144	147	150	153

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)



CL

Toleranzbreite QUALAB	6%
Toleranzbreite Hersteller	6%
Zielwert	100 mmol/l
Standardabweichung	2 mmol/l

TG

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	19%
Zielwert	1.56 mmol/l
Standardabweichung	0.1 mmol/l

LDH

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	157 U/l
Standardabweichung	9.42 U/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
94	96	98	100	102	104	106

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.26	1.36	1.46	1.56	1.66	1.76	1.86

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
129	138	148	157	166	176	185

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2

Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)

UA

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	12%
Zielwert	370 umol/l
Standardabweichung	14.8 umol/l

ALB

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	12%
Zielwert	40 g/l
Standardabweichung	1.60 g/l

TP

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	12%
Zielwert	53 g/l
Standardabweichung	2.12 g/l

Einheit	umol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
326	340	355	370	385	400	414

Einheit	g/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
35	37	38	40	42	43	45

Einheit	g/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
47	49	51	53	55	57	59

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2



Biorad 2 Lot 45802 (Verfall: 31.08.2020)

LIP

Toleranzbreite QUALAB	18%
Toleranzbreite Hersteller	18%
Zielwert	53 U/l
Standardabweichung	3.18 U/l

Einheit	U/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
43	47	50	53	56	59	63

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

