

ÉDITION SPÉCIALE

polymed 2025-05

polymed
medical-center

Supplément spécial de medHit!

schülke +

**we protect lives
worldwide**

**schülke® La désinfection
des mains au plus haut
niveau. Aucune chance
pour les germes!**

Solution hydroalcoolique, prête
à l'emploi, pour la désinfection
hygiénique et chirurgicale des mains.

- large spectre d'action (virus inclus HBV, HCV, HIV, Vaccinia)
- l'effet plus pour la protection et le soin de la peau: grâce à un concept innovant de substances (dexpanthénol + éthylhexylglycérine)

- testé dermatologiquement
- sans colorant ni parfum, particulièrement doux pour la peau



schülke® Desmanol pure désinfectant pour les mains	Dimensions	N° d'article	shop.polymed.ch
schülke® Desmanol pure	100 ml	8711640	
schülke® Desmanol pure	500 ml	8712705	
schülke® Desmanol pure pompe incluse	500 ml	8541422	
schülke® Desmanol pure	1000 ml	8711657	
schülke® Desmanol pure pompe incluse	1000 ml	8541439	
schülke® Desmanol pure gel	100 ml	8405883	
schülke® Desmanol pure gel	500 ml	8405908	
schülke® Desmanol pure gel	1000 ml	8405920	

Pour plus d'informations, visitez le site shop.polymed.ch ou appelez-nous : 021 643 13 00

Polymed Medical Center • En Budron B2 • CH-8052 Le Mont-sur-Lausanne • info@polymed.ch • www.polymed.ch



People.Health.Care.

Pansement chirurgical



Curapor® & Curapor® transparent

Curapor® est un pansement chirurgical en non-tissé, emballé individuellement et stérilement. Ce produit dermophile et respirant convient au traitement des plaies postopératoires, aiguës et superficielles, ainsi que des coupures et des déchirures.


Curapor® transparent est la variante transparente et imperméable de Curapor. Il s'agit d'un pansement chirurgical en film imperméable à l'eau et respirant, qui convient également comme protection pour la douche et la natation. Curapor transparent est également destiné au traitement stérile des plaies postopératoires, des blessures accidentelles ainsi que des petites coupures et éraflures.

Curapor® Pansement chirurgical, stérile	Dimensions	Pack/pièces	N° d'article	shop.polymed.ch
Curapor® Pansement chirurgical, blanc	5 × 7 cm	100	8774391	
Curapor® Pansement chirurgical, blanc	8 × 10 cm	50	8774416	
Curapor® Pansement chirurgical, blanc	15 × 10 cm	50	8774422	
Curapor® Pansement chirurgical, transparent	5 × 7 cm	50	8458141	
Curapor® Pansement chirurgical, transparent	8 × 10 cm	25	8648321	
Curapor® Pansement chirurgical, transparent	10 × 25 cm	25	8718719	

Suprasorb® F Protect

Suprasorb® F Protect est un pansement en film transparent autocollant. Le pansement s'adapte aux contours du corps qui se déforment, s'étire avec la peau et offre ainsi un plus grand confort au patient. Il convient au traitement des plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives et superficielles et peut être utilisé comme pansement secondaire pour les plaies à risque d'infection. Le produit convainc par les caractéristiques suivantes :

- application sans problème avec des gants
- la transparence permet de contrôler la plaie
- un grand confort de port
- étanche à l'eau et aux bactéries
- réduit les lésions cutanées dues au frottement



Suprasorb® F Protect Pansement en film transparent, stérile	Dimensions	Pack/pièces	N° d'article	shop.polymed.ch
Suprasorb® F Protect Pansement en film	5 × 7 cm	100	8204890	
Suprasorb® F Protect Pansement en film	10 × 12 cm	50	8204906	

Pour plus d'informations, visitez le site shop.polymed.ch ou appelez-nous : 021 643 13 00

HARTMANN


Les héros du cabinet



- + Traitement des plaies conçu par des pros pour les pros
- + Plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du traitement des plaies



HydroClean® & Zetuvit plus® Silocone Border	Format	Dimensions	N° d'article	shop.polymed.ch
HydroClean® mini P10	rond	3 cm	8721581	
HydroClean® P10 K6	rond	4 cm	8715044	
HydroClean® P10 K6	ovale	4 x 8 cm	8721143	
HydroClean® P10 K6	rond	5.5 cm	8717304	
Zetuvit Plus® Silicone Border P10	rond	8 x 8 cm	8745996	
Zetuvit Plus® Silicone Border P10	rectangulaire	10 x 10 cm	8746002	
Zetuvit Plus® Silicone Border P10	rectangulaire	16 x 26 cm	8746010	
Zetuvit Plus® Silicone Border P10	rectangulaire	17,5 x 17,5 cm	8746027	

DermaPlast® easy-rip

DermaPlast® easy-rip bande de fixation et de soutien cohésive et déchirable blanc

Pack/pièces Dimensions N° d'article shop.polymed.ch

DermaPlast®

1

4 x 4 cm

8205205

|||||

DermaPlast®

1

2,5 x 4 cm

8205213

|||||

DermaPlast®

1

6 x 4 cm

8205221

|||||



DermaPlast® ACTIVE MALLEO PRO

DermaPlast Active Orthèse de cheville

Côté

Taille

N° d'article

shop.polymed.ch

DermaPlast® ACTIVE Malleo Pro

Right

S1

8205165

|||||

DermaPlast® ACTIVE Malleo Pro

Left

S1

8204817

|||||

DermaPlast® ACTIVE Malleo Pro

Left

S2

8204841

|||||

DermaPlast® ACTIVE Malleo Pro

Right

S2

8205198

|||||



Novosyn® CHD

Fil de suture tressé résorbable à moyen terme en polyglactine 910, enduit de diacétate de chlorhexidine.



Avantages

- Le revêtement de chlorhexidine contribue à prévenir la contamination microbienne du fil implanté
- Le revêtement est efficace contre les agents pathogènes les plus fréquents qui peuvent provoquer des infections de plaies postopératoires
- Aiguilles Easyslide pour un affûtage durable des aiguilles

Indication

- Adaption et / ou fixation des tissus mous
- Ligatures



Résorption

75 % de résistance à la déchirure restante après 14 jours
50 % de résistance à la déchirure restante après 21 jours
25 % de résistance à la déchirure restante après 28 jours
Résorption complète après 56 à 70 jours

Novosyn® CHD	Aiguille	Mesure/fil	Pack/pièces	N° d'article	shop.polymed.ch
Novosyn® CHD incolore	▼ DS19	3-0, 45 cm	36	8751365	
Novosyn® CHD incolore	● HR17	3-0, 70 cm	36	8751405	
Novosyn® CHD incolore	▼ DS12	4-0, 45 cm	36	8751398	
Novosyn® CHD incolore	▼ DS16	4-0, 45 cm	36	8751381	
Novosyn® CHD incolore	▼ DS19	4-0, 45 cm	36	8751373	
Novosyn® CHD incolore	▽ DSMP13	4-0, 45 cm	36	8751413	
Novosyn® CHD incolore	▼ DS12	5-0, 45 cm	36	8751446	
Novosyn® CHD incolore	▼ DS19	5-0, 45 cm	36	8751487	
Novosyn® CHD violet	▼ DS19	3-0, 45 cm	36	8751495	
Novosyn® CHD violet	▼ HS23	3-0 45 cm	36	8751576	
Novosyn® CHD violet	▼ DS19	3-0, 70 cm	36	8751568	
Novosyn® CHD violet	● HR22	3-0, 70 cm	36	8751551	
Novosyn® CHD violet	▼ DS16	4-0, 45 cm	36	8751543	
Novosyn® CHD violet	▼ DS19	4-0, 45 cm	36	8751502	
Novosyn® CHD violet	● HR17	4-0, 70 cm	36	8751608	
Novosyn® CHD violet	▼ DS16	5-0, 45 cm	36	8751592	
Novosyn® CHD violet	▼ DS19	5-0, 45 cm	36	8751584	

Code aiguilles



D = 3/8 cercle
H = 1/2 cercle

▼ S = aiguille tranchante
● R = corps rond

▽ MP = Micropointe
12 = longueur de l'arc en mm