

Medizintechnik und Ärztebedarf

polymed
medical-center

Attraktive Geräte zu absoluten HITPREISEN.
Schauen Sie rein...

Polymed Medical Center.
Für die Ärzte im Einsatz. Seit 1968.

DP-H10 Hämatologie- Analyzer inkl. CRP

Der neue DP-H10 ist weltweit das erste Kombigerät, das sowohl ein vollständiges Hämatogramm als auch den CRP-Wert analysiert – mit gebrauchsfertigen Einzeltests in praktischen Kassetten. Eine Innovation, welche sich hervorragend für Praxen mit geringen Platzverhältnissen oder für Praxen mit gelegentlichen Hämatologie-Bestimmungen eignet.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Testkassette einlegen, Blutprobe zugeben – fertig. Durch die gebrauchsfertigen Testkassetten ist der DP-H10 enorm platzsparend – da keine externen Reagenzien oder Abfallbehälter angeschlossen werden – und zudem völlig wartungsfrei! So erreichen Sie noch mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in Ihrer Arztpraxis.

Die Testkassetten verfügen ausserdem über lange Haltbarkeiten, was den DP-H10 auch für sporadische Messungen zur idealen Lösung macht. So vermeiden Sie unnötige Materialverluste und sparen Ressourcen – ganz im Sinne eines wirtschaftlichen Praxisbetriebs.

Dank seines kompakten Designs, der intuitiven Benutzerführung über den Touchscreen sowie der schnellen und präzisen Resultate in nur wenigen Minuten bietet der DP-H10 höchsten Bedienkomfort. Die Anbindung an Ihre Praxissoftware ist einfach möglich – für effiziente Abläufe. Ein rundum durchdachtes System für moderne Praxen mit Anspruch.

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie einfach an unter 044 828 62 15.

Kompakt.



Testkassette einsetzen. Fertig.



Parameter | Tests

Gebrauchsfertige Testkassetten für:
– Hämatogramm
– Hämatogramm + CRP

Geringes Probevolumen

Benötigt nur 30 µl Kapillar- oder venöses Blut für die Kombimesung Hämatogramm plus CRP.

Einfache Anwendung

Hämatogramm, mit oder ohne CRP, aus gebrauchsfertigen Einzeltests bestimmbar. Wartungsfrei und keine extern angeschlossene Reagenzien.

Perfekt geeignet für

Praxen mit geringen Platzverhältnissen und/oder gelegentlichen Hämatologie-Bestimmungen.



DP-H10 **TOPHIT**

Hämatologieanalyser inklusive CRP-Messung.
Mit gebrauchsfertigen Einzeltests.

500.– p. a.*

MIETPREIS DP-H10
pro Jahr | exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8734996



22 Parameter: WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, CRP.
3 Histogramme: WBC, RBC, PLT

- In den Testkassetten sind alle notwendigen Reagenzien bereits integriert
- Durch sein Analyseverfahren ist das DP-H10 wartungsfrei
- Das Gerät spart enorm Platz, da es keine extern angeschlossene Reagenzien oder Abfallbehälter benötigt
- Das Hämatogramm ist mit oder ohne CRP bestimmbar
- Nur sehr geringes Probenvolumen erforderlich
- Benutzerfreundliche Bedienung mit 10,4" Touchscreen und intuitivem Navigationsmenü
- Direkte Übermittlung der Resultate in die Praxissoftware
- Abmessungen: 270 x 390 x 300 mm (B x T x H)

* Es gelten die Bedingungen des Mietvertrages. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Telefon 044 828 62 15

Das Polymed POWER-TRIO: Für Ihr Praxislabor.

Mit dem Polymed POWER-TRIO – FUJI Dri-Chem, Z3 CRP und AFIAS – optimieren Sie Ihre Laborprozesse. Für schnellere, zuverlässige Diagnosen.

Das Polymed POWER-TRIO revolutioniert Ihre Laborprozesse und steigert die Effizienz Ihrer Praxis. Es deckt die wichtigsten abrechenbaren Parameter ab, reduziert sowohl Praxissoftware-Einbindungskosten als auch Wartungsaufwand und interne Qualitätskontrollen. Die benutzerfreundliche und schnelle Probenverarbeitung verschafft Ihrem Praxisteam mehr Zeit im Praxisbetrieb.

- FUJI Dri-Chem – Vollautomatischer Trockenchemie-Analyser**
 15 klinisch-chemische Parameter inkl. 3 Elektrolyte werden in nur 8 Minuten verarbeitet. Die Bestimmung erfolgt direkt aus dem Primärrohrchen, ohne Umpipettieren.
- Z3 CRP – Hämatologie-Analyser**
 Liefert Hämatogramm und CRP-Wert in nur 1 Minute mit geringstem Probenvolumen. Beide Parameter sind auch einzeln bestimmbar.
- AFIAS – Immunologie-Analyser (z. B. AFIAS-6 oder AFIAS-3)**
 Vielseitiges Analysespektrum: CRP, HbA1c, kardiale Marker inkl. sensitives Troponin I, Tumormarker, Hormone und viele mehr. Das AFIAS-6 weist sechs, das AFIAS-3 drei Probenkanäle auf. Für die parallele Verarbeitung mehrerer Parameter.

Ansicht Gerät offen



Dri-Chem NX600i

**15 klinisch-chemische Parameter
inkl. 3 Elektrolyte in 8 Minuten.**

Kompaktes Multitalent für die Labordiagnostik. Mit hoher Benutzerfreundlichkeit dank neuem Design und optimiertem Messvorgang.

Parameter: ALP, AMYL, CK-MB, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, LIP, LDH, ALB, BUN, Ca, CRE, DBIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, NH3, TBIL, TCHO, TG, TP, UA, Na, K, Cl (auf einem Test-plättchen), CRP



990.- p. a.*

MIETPREIS Dri-Chem NX600i
pro Jahr | exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8710532



Z3 CRP

In nur 1 Minute Hämatogramm + CRP

Der Hämatologie-Analyser Z3 CRP setzt neue Massstäbe im Praxislabor. Mit nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie bereits nach 1 Minute das Hämatogramm inkl. CRP.

23 Parameter: WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, hs-CRP, CRP
3 Histogramme: WBC, RBC, PLT

Hämatogramm
inklusive CRP
in nur **60** sec

1'500.- p. a.*

MIETPREIS Z3 CRP
pro Jahr | exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8707756



AFIAS-3

**3 kardiale Marker in 12 Minuten,
HbA1c in 10 Minuten.**

Der AFIAS-3 verarbeitet bis zu drei Proben gleichzeitig. Jede davon ist individuell startbar (zeitversetzt) – dies ermöglicht noch schnellere Abläufe. Einfachstes Handling mit All-in-One Kartuschen-system. Einsparung mehrerer Geräte.

Infektion/Diabetes: CRP, HbA1c, Microalbumin
Kardiale Marker: Troponin I (sensitiv), D-Dimer, NT-proBNP
Hormone: ß-hCG, TSH, T3, T4
Weitere: Ferritin, PSA, Procalcitonin, Vitamin D

ab 300.- p. a.*

MIETPREIS AFIAS-3
pro Jahr | exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8729682



Eintauschangebot

EasyOne Air Spirometer

Die Produktion des EasyOne World Spirometers von ndd Medizintechnik AG wurde 2017 eingestellt. Letztes Jahr endete die 7-Jahres-Frist für den technischen Support. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Auf Microsoft-Betriebssystemen ab Windows 11 wird das EasyOne World nicht mehr unterstützt.

Spirometrie-Tests nach den aktuellsten Standards (z. B. ATS/ERS 2019 Spirometrie-Standard) sowie nach den aktuellsten Referenztabellen sind mit dem EasyOne World nicht möglich, da das letzte Firmware-Update aus dem Jahr 2013 stammt.

Um die Innovation in der Spirometrie voranzutreiben, wurde das EasyOne Air Spirometer lanciert.

Ihre EasyOne Air Vorteile:

- Die einzigartige TrueFlow Ultraschall-Technologie garantiert jederzeit stabile Messungen. Die Geräte brauchen deshalb keine Kalibrierung und sind wartungsfrei
- Das EasyOne Air ist weltweit führend in der Spirometrie
- Das EasyOne Air ist mobil und mit hygienischen Einmalspiretten einsetzbar
- Grosser Touch-Farbbildschirm für bequeme Dateneingabe und farbige Kurven- und Datendarstellung
- Mit integriertem Speicher für bis zu 10'000 Tests und einer sehr langen Akkulaufzeit
- EasyOne Connect lässt sich einfach in die Praxis-EDV-Systeme integrieren
- Updates für die Software EasyOne Connect sind unlimitiert und kostenlos

Steigen Sie jetzt um und profitieren Sie von unserem EasyOne Air Eintauschangebot!



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 EasyOne Air
- 1 Basiseinheit mit USB-Schnittstelle
- 1 EasyOne Connect Software
- 2 Einmalspiretten
- 1 USB-Kabel und Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung elektronisch

Verbindung mit Bluetooth

Animationsbildschirme



2'250.-

EINTAUSCHANGEBOT exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8209580



Polymed-NEWS



Neuer Polymed Onlineshop – jetzt noch einfacher bestellen:
Unser bewährter PolyEasy Onlineshop wurde rundum erneuert und technisch auf den neuesten Stand gebracht.



Mit dem neuen Polymed Onlineshop wird die Bestellung von Praxisbedarf so einfach, intuitiv und effizient wie nie zuvor. Eine moderne Benutzeroberfläche, leistungsstarke Suchfunktionen und eine klar strukturierte Navigation sorgen für ein optimiertes Einkaufserlebnis – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Praxisalltags.

Ein besonderes Highlight ist die neue Mobilgerät-Scanner-Funktion: Scannen Sie Barcodes direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet – egal ob im Lager oder Behandlungszimmer. Noch vor dem Übertrag in den Warenkorb lassen sich Produktinformationen und Mengen direkt auf dem Mobilgerät anpassen. Der Warenkorb kann anschliessend am Desktop überprüft und wie gewohnt abgeschlossen werden. Das spart wertvolle Zeit und reduziert manuelle Eingaben.

So vereint der neue Bestellprozess die Flexibilität mobiler Geräte mit der Übersichtlichkeit des Desktops und sorgt damit für einen noch reibungsloseren Ablauf in Ihrer Praxis.

Den Scanner aktivieren Sie ganz einfach über das Scannersymbol oben rechts im Onlineshop-Menü. Folgen Sie dann den angezeigten Anweisungen auf dem Bildschirm.



Unser neuer Polymed Onlineshop steht ab sofort unter shop.polymed.ch für Sie bereit.

Ergoplatz PRO-SET

Ergoselect II 200 K

12-Kanal Ruhe-PC-EKG. Mit komfortabler Eintastenbedienung.
Das klassische Ergometer für die Belastungs-EKG-Untersuchung.

Vom leistungsstarken Ergometer für Belastungs-EKG und Leistungsdiagnostik bis hin zum eigenständigen Einsatz für ein herzfrequenzgesteuertes Training – die Integration unterschiedlicher Module bietet dem Anwender ein Höchstmass an Flexibilität. Dies beinhaltet auch vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten für Kinder und Sportler. Mit der digitalen und analogen Schnittstelle lässt es sich mit allen gängigen EKGs und PC-EKGs verbinden.

Bei Fragen oder für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen unter der Nummer 044 828 61 11 gerne zur Verfügung.

- Grosses Grafikdisplay mit integrierter Folientastatur
- Frei programmierbare Ergometrie-/Trainingsprogramme (pulsgesteuertes, Konstantlast-, Intervalltraining)
- Grafische Anzeige des Ergometrie-/Trainingsverlaufs
- Integrierter POLAR®-Empfänger für pulsgesteuertes Training
- Patientengewicht bis 200 kg
- Lieferung inkl. automatischer Blutdruckmessung und Standardmanschette 24 – 32 cm, 13 cm breit
- Abmessungen Stellfläche: 460 x 900 mm
Lenkerbreite: 535 mm
- Gewicht: ca. 67 kg



6'650.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8671811



Amedtec ECGpro CardioPart 12 Blue-as PC-EKG

12-Kanal Ruhe-PC-EKG. Mit komfortabler Eintastenbedienung.

Mit ECGpro Software für Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung und Interpretation, ST-Vermessung, Online-Arrhythmiedetektion, Ergometersteuerung, Blutdruckmessung und Datenmanagement.

- Impedanzmessung und Frequenzanalyse mit Balkengrafik zur Qualitätssicherung der Elektrodenapplikation
- Grafische Darstellung aller Ableitungen, Messwerte, Grafiken, Zeiten, etc. am Display oder als Ausdruck
- Drahtlose Übertragung des 12-Kanal-EKG's vom Erfassungsgerät zum PC mittels Bluetooth, inkl. Wireless-Kit
- Betriebssystem: ab Windows 10



7'650.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8611252



ECGpro Cart 1150LS EKG-Ergometrierwagen inklusive Saugelektrodensystem. Ausgelegt für ein PC-System mit EKG-Funktion.

Der Amedtec Ergometrie-Gerätewagen ist ausgestattet mit dem DT100 T plus Saugelektrodensystem. Dieses bietet sämtliche Vorteile für die perfekte Elektrodenapplikation.

- Im Lieferumfang enthalten:
- Sauganlagenadapter
 - 4 Saugleitungen Extremitäten 1,3 m
 - 6 Saugleitungen 1,0 m
 - Teleskop-Tragarm
 - Vakuumeinheit mit Fernbedienung
 - Elektrodendistanzhalter
 - 1 Flasche Elektrodenspray 250 ml

5'650.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8414824



ALPINION Sonographie:

Ultraschalllösungen mit System – ein Gespräch mit Herbert Scheidt

ALPINION Brand Manager & Spezialist für bildgebende Diagnostik bei Polymed.

Herr Scheidt, ALPINION ist exklusiv bei Polymed erhältlich. Was macht diese Marke besonders? ALPINION steht für exzellente Bildqualität, clevere Technologien und eine benutzerfreundliche Systemarchitektur. Was mich besonders überzeugt, ist die Klarheit im Bild – auch bei schwierigen Patienten – und das durchdachte Design, das in der täglichen Anwendung echte Vorteile bringt. Dank eigener Forschung und Fertigung bei ALPINION stammen nicht nur die Geräte, sondern auch die Sonden aus einer Hand. Das schafft eine perfekte Abstimmung und sorgt für stabile Qualität.

Wie unterscheidet sich ALPINION von anderen Marken im Ultraschallmarkt? Viele Systeme sind entweder sehr technisch oder überladen. ALPINION verfolgt den Ansatz «Fokus auf das Wesentliche»: intuitive Bedienung, starke Bildperformance und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade in der ambulanten Versorgung zählt Effizienz. Mit ALPINION-Systemen lässt sich eine verlässliche Diagnostik schnell und präzise umsetzen – ohne Kompromisse.

Ein zentrales Element sind die Schallköpfe. Was steckt hinter der ALPINION-Sondentechnologie? ALPINION investiert stark in die Sondenentwicklung. Die X⁺ Crystal Signature™ Technologie mit Einkristall-Schallköpfen bringt eine überragende Tiefenpenetration und Bildschärfe – gerade bei adipösen oder schwer darstellbaren Patienten. Dazu gibt es spezielle Sonden wie die «Hockey Stick»-Sonde für kleine Gelenke oder hochfrequente Linearsonden bis 25 MHz – ideal für Rheumatologie, Dermatologie oder MSK.

Welche Systeme empfehlen Sie aktuell für den Praxisalltag? Zwei Systeme stehen für mich heraus: Das X-CUBE i8 ist ein portables Gerät mit starker Leistung, ideal für mobile Einsätze oder als flexibles Zweitgerät in der Praxis. Es überzeugt durch geringes Gewicht, integrierten Akku, intuitive Bedienung und solide Bildqualität. Das X-CUBE 50 ist unser Allrounder für alle, die einen stationären, aber kompakten Ultraschall suchen. Mit Features wie einem 21,5" IPS-Monitor, X⁺ FIT Beamforming und automatisierten Workflows bietet er High-End-Leistung zu einem fairen Preis.

Was bietet Polymed zusätzlich zu den Geräten? Unsere Kunden profitieren vom Rundum-Service: persönliche Beratung, Live-Demos in der Praxis oder im Showroom, individuelle Konfiguration, Einbindung in die Praxissoftware, Geräteschulungen und natürlich technischer Support. Wir bieten auch flexible Finanzierungsmodelle und übernehmen auf Wunsch die Entsorgung alter Geräte. Unsere Ultraschallspezialisten begleiten den gesamten Prozess – vom Erstkontakt bis weit über die Inbetriebnahme hinaus.

Herr Scheidt, vielen Dank für das Gespräch! Gerne – Ultraschall ist Leidenschaft. Und mit ALPINION und Polymed ist diese Leidenschaft in guten Händen.

Herbert Scheidt, Ultraschallexperte



Alpinion X-CUBE 50 **NEU**

Der Allrounder.

Mittels modernster Bildgebungstechnologie, einem optimierten Workflow und einer klar strukturierten Bedienoberfläche verhilft Ihnen das X-CUBE 50 zu einer sicheren und schnellen Diagnose.

- 21,5" Full HD LED-Monitor mit IPS-Technologie (In-Plane-Switching) für äusserst scharfe Bilder
- Bedienkonsole höhenverstell- und schwenkbar
- X⁺ FIT Beamforming-Technologie
- Abmessungen (B x T x H) | Gewicht: 560 x 780 x 1310–1670 mm | 70 kg

- Im Lieferumfang enthalten:
- 1-6 MHz Konvex Schallkopf mit C-Architecture
 - 3-15 MHz High Density Linear Schallkopf



19'000.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8752442



Alpinion X-CUBE i8

Der Portable.

Leistungsfähiges, stabiles Gerät mit einer herausragenden Bildqualität bei allen Anwendungen – für maximale Flexibilität und Unabhängigkeit bei der Diagnostik.



- Zusammenklappbar wie ein Notebook mit langer Akkulaufzeit
- 2 aktive Schallkopfanschlüsse
- Höhenverstellbarer Systemwagen (von 848–998 mm) mit 2 Schallkopfhaltern, 1 Gelhalter und Kabelmanagement
- X⁺ FIT Beamforming-Technologie
- Abmessungen | Gewicht: (B x T x H) 385 x 370 x 63 mm | ~6 kg (mit 1 Akku)

- Im Lieferumfang enthalten:
- 1-6 MHz Konvex Schallkopf mit C-Architecture
 - 3-12 MHz Linear Schallkopf
 - Mobiler Systemwagen zu X-CUBE i8 und i9

14'700.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8747931



Notfall-Koffer, -Trolleys und -Taschen

Ihre besten Transportmittel (Ohne Inhalt)

Robuste Notfallkoffer für den Erste-Hilfe-Einsatz bieten zuverlässigen Schutz für medizinische Utensilien. Sie sind strapazierfähig, wasserfest und stossfest, ideal, um im Notfall schnell und effektiv reagieren zu können.



Notfalltasche klein
rot, 43 x 25 x 27 cm

89.10

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8414764



Notfalltasche AEROcase Pro1
rot, (Planenmaterial) 43 x 25 x 27 cm

93.10

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8725375



Notfallkoffer Mod. Polymed
Ulmer Koffer II, 52,6 x 40 x 20 cm

1'138.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8098814



Emerairs Trolley
grosser Rettungsrucksack rot,
34 x 64 x 33 cm

468.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8717515



Inhalt für Notfallkoffer (Beispiel):

- 8100592 Spannungsurten f. Sauerstoff-Fl. zu Ulmer Koffer II/III p. Paar
- 8101143 Ampullenleisten Set à 3 x 11 Steckplätze

Absaugung

- 8728661 VBM Handabsaugpumpe Set komplett Zubehör zum Einmalgebrauch
- 8792555 Larynx Notfall-Set LTS-D Doppellumiger Tubus für Erwachsene je 1 x Gr. 3/4/5 Einmalgebrauch
- 8792638 Larynx Notfall-Set LTS-D Doppellumiger Tubus für Kinder je 1 x Gr. 0/1/2/2.5 Einmalgebrauch
- 8433721 Dahlhausen Absaugkatheter Ch.10, 50 cm, gerade schwarz steril
- 8727243 Dahlhausen Absaugkatheter Ch.12, 50 cm, gerade weiss steril
- 8727251 Dahlhausen Absaugkatheter Ch.14, 50 cm, gerade grün steril
- 8727268 Dahlhausen Absaugkatheter Ch.16, 50 cm, gerade orange steril

Beatmung

- 8318730 O-PUR Einweg Sauerstoff Stahlflasche 66 Liter mit Dauerventil (max. 4l/min ca. 15 min) inkl. Maske
- 8106442 Druckminderer Medifan rastend regulierbar 0-15 liter / min. passend für alle Sauerstoffflaschen
- 8749032 Hudson O2-Verlängerungsschlauch 2.1 m, transparent
- 8732176 Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel Maske Gr. 5 für Erwachsene mit Überdruckbegrenzungsventil Manometeranschluss und Reservoirbeutel

- 8547672 Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel für Kinder inkl. Maske Gr. 2/3 (1-10 Jahre)
- 8608741 Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel für Neonatal/Kleinkind inkl. Maske, Gr. 0/1
- 8466229 Sauerstoffkatheter Ch.10, 40 cm mit Komresse, steril
- 8466235 Sauerstoffkatheter Ch.12, 40 cm mit Komresse, steril
- 8466293 Sauerstoffkatheter Ch.14, 40 cm mit Komresse, steril
- 8796435 Salter Sauerstoffbrille Soft für Säuglinge, gebogen
- 8206453 Softech Sauerstoffbrille Erwachsene Schlauch 210 cm, gebogen latexfrei P.à 50
- 8207117 Respi-Check Sauerstoffmaske für Kinder mit Atem Indikator hohe Konzentration Schlauch 2.1 m und Reservoirbeutel
- 8119427 Sauerstoffmaske Erw.mit Nasenbügel für hohe Konzentration mit Schlauch 2.1 m und Reservoir (latexfrei)

Diagnostik

- 8455800 Blutdruckmesser DuraShock DS55 Silver Line schwarz Luftablassschraube 1-Schlauch-Manschette FlexiPort, Gr. 11/25 - 34 cm mit Etui
- 8114772 Stethoskop Coloscop Plano blau Schlauchlänge 55 cm
- 8715214 Akkupoint Diagnosticlight Pupillenleuchte LED, weiss mit Clip
- 8718033 Batterie MICRO LR03/AM4 AAA 1,5 V 44 x 10 mm Alkaline
- 8548513 Contec CMS-50E Pulsoximeter
- 8786655 BosoTherm Flex rektal Fieberthermometer, Spitz flexibel und vergoldet
- 8720430 Accu Chek Instant Set Blutzuckermessgerät mmol/l mit FastClick Stechhilfe, 6 Lanzetten, 2 Batterien, 10 Teststreifen und Etui

Infusion / Injektion

- 8657662 ProSet Intrafix Infusions-Set 180 cm mit Discifix C Dreiweghahn, 15 cm Verlängerung und Rückschlagventil NaCl 0,9 % 1 x 500 ml Ecoflac Plus Infusionslösung, PVC-frei
- 8767913 BD Venflon-2 Kanüle 0.8 x 25 mm, blau 22 G
- 8017974 BD Venflon-2 Kanüle 1.7 x 45 mm, grau 16 G
- 8018057 BD Venflon-2 Kanüle 1.2 x 45 mm, grün 18 G
- 8017997 BD Venflon-2 Kanüle 1.0 x 32 mm, rosa 20 G
- 8709278 Codan Spritze 2 ml Luer zentrisch mit Graduierung 0.1 ml steril
- 8710565 Codan Spritzen 5 ml Luer exzentrisch mit Graduierung 0.2 ml, steril
- 8130446 Omnifix-Spritzen 10 ml, Luer-Ansatz exzentrisch
- 8743829 Terumo-Kanülen Agani 20 G, 0.90 x 38 mm, gelb
- 8742913 Terumo-Kanülen Agani 22 G, 0.70 x 32 mm, schwarz
- 8742379 Terumo-Kanülen Agani 18 G, 1.20 x 38 mm, rosa
- 8204566 Servobox Taschenentsorgungsbox 150 ml, 13 cm Hoch, gelb mit Deckel
- 8116038 Venenstauer KaWe «easy clic» blau/ weiss

Diverse Instrumente

- 8038781 Verband- und Kleiderschere
- 8039390 Schere chirurgisch Standard sp/st, 14.5 cm
- 8039898 Chirurgische Pinzette fein, 14.5 cm
- 8039734 Anatomische Pinzette normal, 14.5 cm
- 8040068 Arterien-Klemme Péan gerade, 14 cm
- 8041174 Einmalkapelle Feather Fig. 10, steril einzeln verp.
- 8041234 Einmalkapelle Feather Fig. 23, steril einzeln verp.

Verbandsmaterial

- 8703453 Verbandpatrone Flawa 4 m x 8 cm ohne Verbandklammern
- 8726677 Söhngen Dreieckstuch 96 x 96 cm (136 cm) weiss Vlies
- 8097039 Verbandtuch Metalline 60 x 80 cm, steril
- 8716487 Rhena Ideal Idealbinde braun 4 cm x 5 m, offen
- 8410602 Rhena Ideal Idealbinde braun 8 cm x 5 m
- 8410594 Rhena Ideal Idealbinde braun 10 cm x 5 m, offen
- 8019341 Leukosilk S 9.2 m x 2.5 cm, Heftpflaster aus weisser Seide
- 8327864 Wundschnellverband Derma Plast Textil hautf. 6 x 10 cm, P.à 10 Stk.
- 8727892 MediSet Marly-Rundtupfer 3 cm ohne RX Faden, steril, Btl.à 3
- 8301801 Gazin Mullkompressen 10 x 20 cm, 12-fach 17-fädig, ohne RX steril à 2
- 8022248 Steri-Strip 75 x 6 mm, weiss P.à 12 Beutel zu 3 Streifen
- 8200361 Sam-Splint Universalschiene 11 x 91 cm gefaltet, orange/blau
- 8202127 Rettungsdecke 150 x 210 cm, gold/ silber

Diverses Verbrauchsmaterial

- 8741920 Sempermed Derma Plus Gr. 7.5, OP-Handschuhe, Latex, gepudert, steril
- 8459011 Alkotip Alkoholtupfer 2-fach
- 8725397 Einmalrasierer Dahlhausen blau einseitig schneidend, unsteril
- 8731277 Sterillium Gel 50 ml, Händedesinfektionsmittel

Notfallkoffer Vario 3 (mit Inhalt)

orange, 42 x 33 x 15 cm

Aus hochwertigen ABS, mit Wandhalterung, als Koffer oder Schrank verwendbar, 90°- Arretierung, variable Inneneinteilung. Mit Handgriff und Wandhalterung.

Im Lieferumfang enthalten:

- 12 DermaPlast Clean
- 1 DermaPlast Textil Pflaster
- 1 DermaPlast Protect Plus Pflaster
- 1 DermaPlast Gazekompressen
- 10 DermaPlast Compress Gel steril, 7.5 x 10 cm
- 1 DermaPlast Sparablanc transparent, 1.25 cm x 5 m
- 1 DermaPlast Sparablanc transparent, 2.5 cm x 5 m
- 2 DermaPlast CoFix, 4 cm x 4 m
- 2 DermaPlast CoFix, 6 cm x 4 m
- 1 DermaPlast CoFix, 4 cm x 2.5 m
- 2 DermaPlast Active SportFix, 4 cm x 5 m
- 2 DermaPlast Active SportFix, 6 cm x 5 m
- 2 DermaPlast Active SportFix, 8 cm x 5 m
- 2 DermaPlast Active CoolFix, 6 cm x 4 m
- 2 DermaPlast Active Instant Ice
- 1 DermaPlast Effect Brandwundenpflaster
- 1 Trauma Bandage, Druckverband

- 1 Omnistrip Wundnahtstreifen
- 1 Rhena Star Binde, 6 cm x 5 m
- 1 Rhena Star Binde, 8 cm x 5 m
- 1 Mediset Rundtupfer, 4 cm
- 8 Paar Sempercare
- 2 Rettungsdecke
- 3 Dreieckstuch
- 2 Beatmungstuch
- 1 Beutel à 5 Verbandklammern
- 1 Beutel à 12 Sicherheitsnadeln
- 1 Pinzette
- 1 Scheren-/Pinzettentui mit Sicherheitsnadel



245.65

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8204485



Zoll AED Plus

Defibrillator mit integriertem CPR-Feedback-System.

- AED mit CPR-Sensor: liefert optisches und akustisches Feedback bei Herzdruckmassage
- Klare Piktogramme: ermöglichen die Anwendung auch für Fremdsprachige oder Gehörlose
- Gut lesbarer LCD-Monitor: für Text und EKG
- Einzigartige Defi-Elektrode mit CPR-Feedback, pre-connect, ca. 5 Jahre haltbar
- Optimale Reanimations-Bedienerführung mittels LEDs, Text, Symbolen, Sprache

Entspricht den
neuesten Guidelines
der AHA und des SRC

2'850.-

HITPREIS exkl. MwSt.
Artikel-Nr. 8318977



Treffen Sie uns!

26.06.-28.06.2025 Gynäkologie Kongress, Basel

24.10.-26.10.2025 Ärztekongress MPA, Davos

29.10.-31.10.2025 Dreiländertreff SGUM, Davos

08.11.-09.11.2025 ARAM, Morat



Preise | Lieferkonditionen | Onlineshop

* Es gelten die Bedingungen des Mietvertrages. Wir beraten Sie gerne!
Bitte kontaktieren Sie uns: Telefon 044 828 62 15

Mehr Informationen zu
unseren Produkten finden
Sie auf shop.polymed.ch

Preise gültig bis 30.06.2025.
Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

Preisänderungen vorbehalten. Bitte beachten
Sie unsere AGBs auf www.polymed.ch



Polymed Medical Center
Industriestrasse 59, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 61 11, Fax 044 828 61 12
info@polymed.ch, www.polymed.ch